

1本で脂質を含む8項目のキャリブレーションが可能です

血清マルチキャリブレーター

メタボリード標準血清 HDL・LDL-C 測定用

HDLコレステロール

LDLコレステロール

総コレステロール

中性脂肪

尿酸

クレアチニン

尿素窒素

無機リン

対応試薬一覧

項目名	品名	測定方法
HDLコレステロール	メタボリードHDL-C	選択的抑制法
LDLコレステロール	メタボリードLDL-C	選択的可溶化法
総コレステロール	デタミナーL TC II	コレステロール酸化酵素法
中性脂肪	デタミナーL TG II	FG消去酵素法
尿酸	デタミナーL UA	ウリカーゼ・ペルオキシダーゼ法
クレアチニン	デタミナーL CRE	酵素法
尿素窒素	デタミナーL UN ICDH	ウレアーゼ-GLDH・ICDH・UV法 アンモニア消去法
無機リン	デタミナーL IP II	酵素法